

Dokument: Wskazówki pielęgniarskie dla pacjentów korzystających z respiratora Trilogy 100

RESPIRATOR TRILOGY 100

1. Przed uruchomieniem aparat podłącz do sieci za pomocą kabla który znajduje się w bocznej kieszonce torby chroniącej aparat przed uszkodzeniem.
2. Podłącz aparat za pomocą cewnika z koncentratorem tlenu.
3. Sprawdź czy w dozowniku nie ma wody.
4. Ustaw ilość przepływu tlenu zalecaną przez lekarza.
5. Podłącz rurę do otworu znajdującego się z boku aparatu.
6. Do rury podłącz maskę z czepcem.
7. Włącz przycisk uruchamiający aparat
8. Załóż maskę twarzową i umocuj ją przy pomocy czepca.
9. Korzystaj z urządzenia zgodnie z zaleceniem lekarza
10. Po zakończeniu terapii zdejmij maskę, wyłącz respirator, zamknij dopływ tlenu.
11. Filtr znajdujący się z tyłu respiratora należy myć pod bieżącą wodą raz w tygodniu.